

WhiteWash Night 10 % CP bělicí set - obj. kód 7348

a

WhiteWash Night 16 % CP bělicí set - obj. kód 7349

Vysoce stabilní gel s peroxidem na bělení zubů, který byl vyvinut zubními lékaři pro dosažení optimálních výsledků bělení s minimalizováním citlivosti zubů. Rychle působící formule určená pro použití během dne je obohacena o dusičnan draselný, fluorid a vápník.

Návod

Bělicí gel je nejlepší aplikovat, když pokojovou teplotu. Pokud jste bělicí gel uchovávali v chladničce, vyjměte jej před použitím a nechte jej ohřát na pokojovou teplotu.

Sejměte uzávěr ze stříkačky a nasadte aplikační nástavec. Ten umožňuje nanést tenkou vrstvu gelu na nosič pro bělení. Je důležité, abyste do nosičů nenanášeli příliš velké množství gelu.

Naneste tenkou vrstvu gelu na vnitřní plochu nosiče podle pokynů, které jste obdrželi od svého zubního lékaře. V případě, že jste nanесли více gelu, přebytečný gel setřete papírovým kapesníkem. Video s návodem, jak gel správně aplikovat, najdete na adrese whitewashlaboratories.com/how-it-works.

Po nanesení tenké vrstvy gelu do horního i dolního bělicího nosiče, nasadte nosiče na zuby a jemným tlakem je upevněte na místo.

Dodržujte ošetrovací plán doporučený vaším zubním lékařem a noste nosiče naplněné gelem **přes noc během spánku**. Tato formule má pozvolný účinek a byla speciálně vyvinuta pro použití přes noc (gel zůstává aktivní po dobu 4 až 6 hodin).

Po použití sejměte nosiče na bělení, odstraňte přebytečný gel a opláchněte je studenou vodou. Je důležité nepoužívat horkou vodu, protože by mohlo dojít k deformaci nosičů pro bělení.

Nosiče na bělení uchovávejte v jejich pouzdře. Na stříkačku s bělicím gelem znovu nasadte uzávěr a gel uchovávejte na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční záření, při teplotě 5–25 °C.

Pokud si nejste jisti některým z pokynů uvedených v tomto návodu, obraťte se na svého zubního lékaře.