

PROFESIONÁLNÍ BĚLICÍ GEL - BEAM & PRO RANGE

Návod pro:

- WhiteWash Professional 10 % CP bělicí gel 1× 3 ml - *obj. kód 7341*
- WhiteWash Professional 16 % CP bělicí gel 1× 3 ml - *obj. kód 7342*
- WhiteWash Night 10 % CP bělicí gel 2× 3 ml - *obj. kód 7353*
- WhiteWash Night 16 % CP bělicí gel 2 × 3 ml - *obj. kód 7354*
- WhiteWash Night Cylinder 16 % CP bělicí set - *obj. kód 7351*

NOČNÍ PROFESIONÁLNÍ BĚLICÍ GEL

10% a 16% KARBAMID PEROXIDU

Návod k použití

Bělicí gel je nejlepší aplikovat při pokojové teplotě. Pokud jste bělicí gel uchovávali v chladničce, vyjměte jej před použitím a nechte jej ohřát na pokojovou teplotu.

Sejměte uzávěr ze stříkačky a nasadte aplikační nástavec. Ten umožňuje nanést do bělicích nosičů tenkou vrstvu gelu. Je důležité, abyste do nosičů nenanášeli příliš velké množství gelu.

Naneste tenkou vrstvu gelu na vnitřní plochu nosiče podle pokynů, které jste obdrželi od svého zubního lékaře. V případě, že jste nanесли více gelu, přebytečný gel setřete papírovým kapesníkem. Video s návodem, jak gel správně aplikovat, naleznete na whitewashlaboratories.com/how-it-works.

Po nanesení tenké vrstvy gelu do horního i dolního bělicího nosiče, nasadte nosiče na zuby a jemným tlakem je upevněte na místo.

Dodržujte ošetřovací plán doporučený vaším zubním lékařem a nosiče naplněné gelem používejte **přes noc během spánku**. Toto složení **má pomalý účinek** a bylo speciálně vyvinuto pro použití přes noc (gel zůstává aktivní po dobu 4 až 6 hodin).

Po použití, bělicí nosiče sejměte, setřete přebytečný gel a opláchněte je studenou vodou. Je důležité, abyste nosiče neoplachovali horkou vodou, protože by mohlo dojít k jejich deformaci. *Pro dosažení nejlepších výsledků používejte k čištění bělicích dlah náš Čistič nosičů.*

Bělicí nosiče uchovávejte v přiloženém pouzdře. Na stříkačku s bělicím gelem opět nasadte uzávěr a uchovávejte ji na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční záření, při teplotě mezi 5°C a 25°C.

Pokud si nejste jistí kterýmkoli z pokynů uvedených v tomto letáku, obraťte se na svého

zubního lékaře.

Děkujeme, že jste si pro profesionální bělení zubů vybrali právě nás

Pro zachování bělosti vašich zubů je důležité dodržovat následující doporučení:

Dodržujte pokyny k bělení vašeho profesionálního bělicího přípravku podle doporučení vašeho zubního lékaře.

Během bělicí kúry omezte potraviny a nápoje, které mohou způsobovat zbarvení zubů, jako je káva, čaj a červené víno.

Používejte naši řadu zubních past a ústních vod, které byly speciálně vyvinuty pro prevenci zbarvení a bělení zubů. Pomáhají odstraňovat povrchové skvrny a udržovat zářivý vzhled vašich zubů.

Pravidelně navštěvujte svého zubního lékaře za účelem profesionálního čištění. Pomůžete tak udržovat zdraví zubů a dásní a odstraňovat případné povrchové skvrny.

Podle potřeby absolvujte u svého zubního lékaře udržovací bělení, které pomůže zachovat zářivý vzhled vašich zubů. Může zahrnovat další stříkačky s bělicím gelem nebo bělicí pásy.

Navštivte nazuby.cz a prohlédněte si kompletní nabídku produktů pro udržení zářivého úsměvu. Dodržováním těchto doporučení pomůžete zajistit, aby vaše zuby zůstaly bílé a zdravé po mnoho let.

Ekologicky šetrné obaly

Stříkačka a pouzdro na bělicí nosiče jsou vyrobeny z biologicky odbouratelného ekologického plastu.

Tuba zubní pasty je vyrobena z recyklovaného plastu.

Obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Vždy používejte pod dohledem zubního lékaře.

V případě výskytu neobvyklé citlivosti či reakcí, přestaňte produkt používat a obraťte se na svého zubního lékaře.

Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Není určeno pro těhotné nebo kojící ženy.

Není určeno pro osoby mladší 18 let.

V případě, že máte předešlou zkušenost s alergickou reakcí na některou látku obsaženou v produktu, doporučujeme před použitím produktu provést testování na alergii.